

Processeur de tissus entièrement automatique, série TP-A6 (TP-A6A / TP-A6B)

Réf. : TP-A6A • TP-A6B



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	TP-A6A / TP-A6B
Commande	PLC
Nombre de béciers	12 (9 réactifs + 3 paraffine)
Bécher de réactif	1,2 L (grande capacité 2,3 L)
Bécher de paraffine	1 L (grande capacité 1,8 L)
Capacité du panier	40 cassettes (100 en grande capacité)
Sécurité	Protection électrique et anti-obstacle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avantages :

1. Le système de commande PLC gère tous les processus, garantissant une utilisation simple.
2. Support de relocalisation du panier à tissus permettant de charger/décharger les tissus.
3. Fonctions de protection électrique et anti-obstacle.

12 béciers (9 réactifs, 3 paraffine)

réactifs 1,2 L (grande capacité 2,3 L), paraffine 1 L (grande capacité 1,8 L), 40 cassettes (100 en grande capacité).