


Processeurs de tissus

Réf. : 10 modèles (voir tableau)



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité	Programmes
TP-A1 / TP-A3A	168×30×80 mm (40 cassettes)	20 sets
TP-A1000 / TP-A1500	—	16 sets
TP-A3B	160×52×112 mm (100 cassettes)	20 sets
TP-A3D	162×62×129 mm (125 cassettes)	20 sets
TP-A3SI	162x62x129 mm (125 cassettes)	A mechanism: 20 sets; B mechanism:
TP-A6A / TP-A6B	40 cassettes (large capacity: 100)	10 sets
TP-EQ1	163 163 198 mm (300 cassettes)	10 sets

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Processeurs de tissus (automates d'inclusion) pour la déshydratation et l'imprégnation des prélèvements en anatomopathologie. Plusieurs béciers de réactifs et bains de paraffine, programmes automatisés.