

Pulse Multi-tube Agitateur vortex

Réf. : VMX-T200

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Vitesse	Amplitude	Minuterie
VMX-T200	100-2500rpm $\pm$ 10rpm	4mm horizontal rotation	1min-99h59min

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Configuration standard VMX-T200-001 15 puits ϕ 26 mm ; pour tubes de 50 ml, ϕ 26-32 mm.

Commande par molette une touche, simple d'utilisation.

Réglage du temps de 1 min à 99 h 59 min ; signal sonore en fin de cycle.

Divers portoirs en mousse disponibles, à usage large.

Démarrage progressif, accélération uniforme évitant les éclaboussures.

Moteur CC sans balais vitesse précise, longue durée de vie, sans entretien.

Jusqu'à 50 échantillons traités simultanément pour un travail efficace.

Panneau simple, régulation précise, affichage LED de la vitesse et du temps en temps réel.

Quatre modes de fonctionnement pulsé, continu, jog et minuté.