

Purificateur d'eau haute pureté, série WP-HP (5 → 120 L/h)

Réf. : WP-HP5 → WP-HP120 (+ versions C)

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Débit
WP-HP5 / WP-HP5C	5 L/h
WP-HP10 / WP-HP10C	10 L/h
WP-HP20 / WP-HP20C	20 L/h
WP-HP40 / WP-HP40C	40 L/h
WP-HP60 / WP-HP60C	60 L/h
WP-HP120 / WP-HP120C	120 L/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le purificateur d'eau haute pureté est largement utilisé pour les tests de laboratoire, la culture biologique, etc. Gamme de 6 modèles de 5 à 120 L/h (versions standard et C), débit max 1,5 L/min, à partir d'eau du réseau ou souterraine (4–40 °C).