

Purificateur d'eau médical à osmose inverse, série WP-RO (100 → 2000 L/h)

Réf. : WP-R0100M → WP-R02000M (8 modèles)

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Débit
WP-R0100M	100 L/h
WP-R0150M	150 L/h
WP-R0200M	200 L/h
WP-R0300M	300 L/h
WP-R0500M	500 L/h
WP-R01000M	1000 L/h
WP-R01500M	1500 L/h
WP-R02000M	2000 L/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Purificateur d'eau médical à osmose inverse (série RO) pour l'hémodialyse, les laboratoires et l'industrie pharmaceutique. Gamme de 8 modèles de 100 à 2000 L/h, qualité d'eau (conductivité) $\leq 15 \mu\text{S/cm}$, taux de recyclage $\geq 60 \%$, élimination des endotoxines et bactéries $\geq 99,9 \%$.