

Purificateur d'eau médical, série WP-HD (100 → 2000 L/h)

Réf. : WP-HD100M → WP-HD2000M (8 modèles)

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Débit
WP-HD100M	100 L/h
WP-HD150M	150 L/h
WP-HD200M	200 L/h
WP-HD300M	300 L/h
WP-HD500M	500 L/h
WP-HD1000M	1000 L/h
WP-HD1500M	1500 L/h
WP-HD2000M	2000 L/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Purificateur d'eau médical à osmose inverse pour l'hémodialyse, les laboratoires et l'industrie pharmaceutique. Gamme de 8 modèles de 100 à 2000 L/h, qualité d'eau (conductivité) $\leq 15 \mu\text{S/cm}$, taux de recyclage du système $\geq 60 \%$, taux d'élimination des endotoxines et bactéries $\geq 99,9 \%$.