

Purificateur d'eau ultrapure, série GM (WP-PGM / EGM / TGM / SGM)

Réf. : WP-PGM • WP-EGM • WP-TGM • WP-SGM (10/20/30U)

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Configuration	Particularité
WP-PGM (10/20/30U)	Base
WP-EGM (10/20/30U)	+ Colonne UF d'élimination des pyrogènes
WP-TGM (10/20/30U)	+ Lampe UV germicide
WP-SGM (10/20/30U)	+ Lampe UV stérilisatrice et colonne anti-pyrogènes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de purification d'eau ultrapure de laboratoire (finition vert foncé), disponible en 4 configurations selon les besoins :

WP-PGM	configuration de base.
WP-EGM	avec colonne UF d'élimination des pyrogènes (endotoxines).
WP-TGM	avec lampe UV germicide.
WP-SGM	avec lampe UV stérilisatrice et colonne d'élimination des pyrogènes.

Débits 10, 20 et 30 L/h (suffixe U).