

Purificateur d'eau ultrapure, série moyenne WP-U-M (40 → 100 L/h)

Réf. : WP-U40M → WP-U100M (+ MI)



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Débit
WP-U40M / WP-U40MI	40 L/h
WP-U60M / WP-U60MI	60 L/h
WP-U80M / WP-U80MI	80 L/h
WP-U100M / WP-U100MI	100 L/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Purificateur d'eau ultrapure de série moyenne, gamme de 40 à 100 L/h (versions M et MI).
Qualité de l'eau produite

eau de premier grade (grade I). Alimentation en eau du réseau municipal, pression 0,15–0,5 MPa.