

Purificateur d'eau ultrapure, série WP-UB (10 → 65 L/h)

Réf. : WP-UB10BS → WP-UB60BS (6 modèles)

36 MONTH
WARRANTY



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Débit
WP-UB10BS	10–15 L/h
WP-UB20BS	20–25 L/h
WP-UB30BS	30–35 L/h
WP-UB40BS	40–45 L/h
WP-UB50BS	50–55 L/h
WP-UB60BS	60–65 L/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Le système de purification d'eau ultrapure dispose de voyants d'alimentation, de fonctionnement de la pompe, de basse pression et de rinçage.

Membranes de filtration ioniques importées et pompe à eau silencieuse haute pression.

Fonction de rinçage automatique avant chaque production d'eau.

Alimentation en eau du réseau (TDS <1000 ppm, pression >0,1 MPa, 5–45 °C), 6 modèles de 10 à 65 L/h.