

Meuble de rangement de blocs de paraffine PBC-202

Réf. : PBC-202

18 MONTH
WARRANTY

CE FDA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

1. Au total 18 tiroirs (3 sections, 6 tiroirs par section), chaque tiroir comportant onze espaces.
2. Caisson en tôle d'acier laminée à froid de haute qualité, usinée par CNC.
3. Tiroir spécifique aux blocs de cire, dédié au rangement des blocs de paraffine en anatomopathologie.