

Réacteur d'émulsification sous vide anticorrosion (GR-1LEU → GR-5LES)

Réf. : GR-1LEU • GR-2LEU • GR-5LE • GR-5LES



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	GR-1LEU	GR-2LEU	GR-5LE / GR-5LES
Agitation – type	Ancre inox à ruban hélicoïdal racleur	Ancre inox à ruban hélicoïdal racleur	Ancre inox à ruban hélicoïdal racleur
Volume admissible	300–1000 mL	500–2000 mL	2000–5000 mL
Vitesse d'agitation	0–360 tr/min	0–360 tr/min	0–360 tr/min
Racleur de paroi	PTFE (std) / silicone (option)	PTFE (std) / silicone (option)	PTFE (std) / silicone (option)
Moteurs	CC sans balais	CC sans balais	CC sans balais

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application :

Le réacteur d'émulsification sous vide est un système de précision.

Caractéristiques :

1. L'homogénéisateur et le mélangeur sont entraînés par des moteurs CC sans balais.

Agitateur en inox de type ancre à ruban hélicoïdal racleur de paroi (0–360 tr/min), racleur PTFE (standard) ou silicone (option), tête d'homogénéisation 20DG.