

Réacteur d'émulsification sous vide (GR-1LE / GR-2LE)

Réf. : GR-1LE • GR-2LE

12 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	GR-1LE	GR-2LE
Agitation – type	Ancre inox à ruban hélicoïdal racleur	Ancre inox à ruban hélicoïdal racleur
Volume admissible	300–1000 mL	500–2000 mL
Puissance d'agitation	90 W	120 W
Vitesse d'agitation	0–230 tr/min	0–230 tr/min
Racleur de paroi	Caoutchouc silicone	Caoutchouc silicone
Tête d'homogénéisation	20DG	25DG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application :

Le réacteur d'émulsification sous vide permet une dispersion, une émulsification et une homogénéisation contrôlées.

Caractéristiques :

1. La cuve est basculante, pratique pour la vidange du produit traité.

Agitateur en inox de type ancre à ruban hélicoïdal racleur de paroi (0–230 tr/min), tête d'homogénéisation (20DG/25DG), racleur en caoutchouc silicone.