

Réacteur haute pression, série HPR-C (HPR-C025 / HPR-C05)

Réf. : HPR-C025 • HPR-C05

12 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	HPR-C025	HPR-C05
Volume	0,25 L	0,5 L
Pression	22 MPa	22 MPa
Température	350 °C	350 °C
Vitesse d'agitation	0–1800 tr/min	0–1800 tr/min
Puissance de chauffage	0,7 kW	1,5 kW
Mode de chauffage	Électrique modulaire	Électrique modulaire
Agitation	Magnétique par le fond	Magnétique par le fond
Matériau	Inox 304, 316	Inox 304, 316

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Réacteur haute pression de laboratoire à micro-agitation magnétique, adapté à l'agitation.

Meilleur récipient de réaction pour la vulcanisation et l'oxydation en pétrochimie, etc.

Entraînement du moteur de la cuve par accouplement magnétique. Pression 22 MPa, température 350 °C (plus haute que la série B), agitation 0–1800 tr/min, inox 304/316.