

Réacteur en verre monocouche 10 L (GR-10L)

Réf. : GR-10L

12 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	GR-10L
Volume du réacteur	10 L (sphérique)
Vitesse d'agitation	0-450 tr/min
Puissance du moteur d'agitation	90 W
Puissance de chauffage	3 kW
Plage de température	-80 à +250 °C
Précision de température	±1 °C
Vide	0,098 MPa
Corps	Ø280 mm, 7 orifices, verre borosilicaté
Alimentation	220 V/50 Hz ou 110 V/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cet équipement se compose d'un système d'agitation électrique à vitesse constante, d'un condenseur, etc. Il doit être associé à un dispositif de vide et à un système de refroidissement. Les pièces en contact avec le produit sont en verre borosilicaté haute qualité. Réacteur sphérique de 10 L, plage de température -80 à +250 °C.