

Réacteur en verre monocouche (GR-1L → GR-5L)

Réf. : GR-1L • GR-2L • GR-3L • GR-5L

12 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	GR-1L
Volume du réacteur	1 L (sphérique ; série 1–5 L)
Vitesse d'agitation	0–800 tr/min
Puissance du moteur d'agitation	40 W
Puissance de chauffage	1,5 kW
Plage de température	-80 à +250 °C
Précision de température	±1 °C
Vide	0,098 MPa
Corps	Ø131 mm, 5 orifices, verre borosilicaté
Alimentation	220 V/50 Hz ou 110 V/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ce réacteur en verre monocouche se compose d'un système d'agitation électrique à vitesse constante, d'un condenseur, etc. Il doit être associé à un dispositif de vide et à un système de refroidissement. Les pièces en contact avec le produit sont en verre borosilicaté haute qualité. Réacteur en ballon de 1 L (série 1–5 L), plage de température -80 à +250 °C.