

Réacteur en verre à ultrasons (GR-5LU / GR-10LU / GR-20LU)

Réf. : GR-5LU • GR-10LU • GR-20LU

12 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	GR-5LU	GR-10LU	GR-20LU
Capacité	5 L	10 L	20 L
Matériau du réacteur	Verre borosilicaté (6 orifices)	Verre borosilicaté (6 orifices)	Verre borosilicaté (6 orifices)
Afficheur	Écran tactile TFT	Écran tactile TFT	Écran tactile TFT
Programmes	20	20	20
Vitesse de rotation	10–400 tr/min	10–400 tr/min	10–400 tr/min
Puissance d'agitation	60 W	140 W	140 W
Fréquence ultrasonique	20–25 kHz	20 kHz	20 kHz
Temps d'impulsion	0,1–99,9 s	0,1–99,9 s	0,1–99,9 s

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application :

Le réacteur en verre à ultrasons est un instrument multifonction.

Caractéristiques :

1. Grande sécurité de fonctionnement, avec protections intégrées.

Réacteur en verre borosilicaté (6 orifices), écran tactile TFT, 20 programmes, agitation 10–400 tr/min, ultrasons 20–25 kHz, temps d'impulsion 0,1–99,9 s.