

Système qPCR en temps réel par fluorescence PCR-RFQ964 / RFQ165

Réf. : PCR-RFQ964 / PCR-RFQ165

18 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	PCR-RFQ964	PCR-RFQ165
Type	qPCR en temps réel	qPCR en temps réel
Capacité d'échantillons	96	16
Consommables compatibles	0,1 ml profil bas, tube PCR & barrettes de 8 à capuchon Real Time, tube transparent, plaque 96 puits	0,1 ml profil bas, tube PCR & barrettes de 8 à capuchon Real Time, tube transparent, plaque 16 puits
Vitesse de rampe max	6,0 °C/s	10,0 °C/s
Plage de température	4-100 °C	4-100 °C
Précision de température	±0,2 °C	±0,2 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système qPCR en temps réel 16 ou 96 puits fondé sur une acquisition de signal innovante, offrant des configurations 4 canaux.