

Système qPCR en temps réel par fluorescence PCR-RFQ84

Réf. : PCR-RFQ84

18 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	PCR-RFQ84
Type	qPCR en temps réel
Capacité d'échantillons	8
Consommables compatibles	Tube transparent 0,2 ml
Vitesse de rampe max	6,0 °C/s
Plage de température	4–100 °C
Précision de température	±0,15 °C
Uniformité de température	±0,2 °C
Lumière d'excitation	LED unique
Détecteur	PMT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La machine qPCR en temps réel PCR-RFQ84 assure une détection quantitative par fluorescence en temps réel, à balayage temps réel résolu en temps.