

Réfractomètre d'Abbe numérique automatique RF-AAD73T / RF-AAD73

Réf. : RF-AAD73T · RF-AAD73



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Plage de mesure	Brix: 0-100%	Measuring Accuracy	Brix: ±0.1%	Measuring Resolution	Brix: ±0.01%	Temperature	Temperature Control Mode	Thermostatical Control Range	Précision de ré
RF - AAD73T	Refractive index nD: 1.30000-1.70000	Brix: 0-100%	Refractive index nD: ±0.0002	Brix: ±0.1%	Refractive index nD: ±0.00001	Brix: ±0.01%	Temperature display range: 0-90°C	Peltier (Built-in)	10-60°C	±0.1°C
RF - AAD73	Refractive index nD: 1.30000-1.70000		Refractive index nD: ±0.0002		Refractive index nD: ±0.00001					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réfractomètre d'Abbe numérique automatique pour la mesure de l'indice de réfraction et du Brix. Modèles RF-AAD73T / RF-AAD73.