

Réfractomètre d'Abbe numérique RF-AD3P / RF-AD2

Réf. : RF-AD3P • RF-AD2

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Plage de mesure	Brix: 0-100%	Measuring Accuracy	Measuring Resolution	Brix: 0.01%	Temperature Range	Affichage	Interface	Date Storage	Gross Weight	Shipping Size (WxDxH)(mm)
RF-AD3P	Refractive index nD: 1.30000-1.72000	Brix: 0-100%	Refractive index nD: ±0.0002	Refractive index nD: 0.00001	Brix: 0.1%	-20-120°C	Color touch screen	RS232 / USB	500 sets	12kg	370×240×470
RF-AD2	Refractive index nD: 1.3000-1.7000			Refractive index nD: 0.0001		0-50°C	LCD	RS232	—	12 kg	370×240×470

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réfractomètre d'Abbe numérique pour la mesure de l'indice de réfraction et du Brix, avec affichage numérique. Modèles RF-AD3P / RF-AD2.