


Réfractomètre d'Abbe RF-AM / RF-AB

Réf. : RF-AM • RF-AB

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Refractive Index nD	Accuracy(nD)	Dissolved Solids Brix	Temperature Display	Observation Mode	Gross Weight	Shipping Size (WxDxH)(mm)
RF-AM	1.3000-1.7000	±0.0002 (Estimate Reading)	0-95%	Digital thermometer	Monocular	3kg	270×180×370
RF-AB	1.3000-1.7000	±0.0003 (Estimate Reading)	0-95%	Digital thermometer	Binocular	4kg	240×200×390

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réfractomètre d'Abbe pour la mesure de l'indice de réfraction et du Brix des liquides et solides translucides. Modèles RF-AM / RF-AB.