

Réfractomètre numérique automatique RF-AD6P / RF-AD3

Réf. : RF-AD6P • RF-AD3



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Plage de mesure	Measuring Accuracy	Measuring Resolution	Temperature	Piste d'audit	Thermostatical Control Range	Précision de régulation de température	Temperature Control Mode	Int
RF-AD6P	nD: 1.30000-1.70000; Brix: 0-100%	Refractive index nD : ±0.0002Brix : ±0.1%	Refractive index nD : ±0.00001Brix : ±0.01%	Temperature display range: 0-100°C	Optional (FDA)	5-85°C	±0.02°C	Peltier(Built-in)	USI Key / M / Uni Pri /Etl / Op WL
RF-AD3	nD: 1.30000-1.70000; Brix :0-100%	Refractive index nD : ±0.0002Brix : ±0.1%	Refractive index nD : ±0.00001Brix : ±0.01%	Temperature display range: 0-100°C	/	5-85°C	±0.02°C	Peltier(Built-in)	USI Dis Op mic prin

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réfractomètre numérique automatique pour la mesure de l'indice de réfraction et du Brix, avec régulation de température. Modèles RF-AD6P / RF-AD3.