

Réfractomètre numérique automatique haute précision RF-AD67 / RF-AD63

Réf. : RF-AD67 • RF-AD63



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Refractive Index Measuring Range (nd)	Measured Value Error (nd)	Measurement Resolution (nd)	Scope of Sugar Solution Mass Fraction (Brix)	Measured Value Error (Brix)	Measurement Resolution
RF-AD67	1.30000-1.70000	±0.0001	0.00001	0-100%	±0.1%	0.1%/0.01%
RF-AD63		±0.0002	0.0001			0.10%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réfractomètre numérique automatique haute précision pour la mesure de l'indice de réfraction et du Brix, avec régulation de température intégrée. Modèles RF-AD67 / RF-AD63.