

Réfractomètre numérique portable RF-P45 / RF-P92

Réf. : RF-P45 • RF-P92



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Plage de mesure	Résolution	Précision	Temperature Compensation	Volume d'échantillon	Respond Time	Alimentation	Battery Life	Shipping Size(W×D×H)(mm)	N.W./G.W. (kg)
RF-P45	0-45%	Sugar (Brix) 0.1% temperature 0.1°C	Sugar (Brix) ± 0.2% temperature ± 0.5°C	9.9°C-99.9°C (Automatic temperature compensation)	0.3 ml	3 s	AAA*2	About 8000 times	190×120×85	0.3/1
RF-P92	58-92%									

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réfractomètre numérique portable pour la mesure de l'indice de réfraction et du Brix (concentration en sucre). Modèles RF-P45 / RF-P92.