

Bain-marie Refrigerated and Heating Circulator

Réf. : RHC-65L • RHC-620H

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Température	Cuve
RHC-65L	-5 – 100 °C	2000 W
RHC-620H	-20 – 200 °C	2000 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bain-marie thermostaté pour l'incubation et le chauffage doux d'échantillons. Cuve inox et régulation précise.