

Rocking Rotator Mélangeur

Réf. : RMX-R30S-E • RMX-R30L-E • RMX-R30D-E



RMX-R30S-E



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Vitesse	Amplitude	Minuterie
RMX-R30S-E	0-30	30±3°	—
RMX-R30L-E	0-30	30±3°	—
RMX-R30D-E	0-30	40±3°	—

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mélangeur / agitateur vortex pour l'homogénéisation rapide de tubes et microtubes. Modes continu et impulsion.