

Microtome rotatif MT-R210

Réf. : MT-R210



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MT-R210
Type	Entraînement par treuil et avance à roue à cliquet
Matériau d'enrobage compatible	Paraffine
Plage d'épaisseur de coupe	1–25 µm
Épaisseur minimale de coupe	1 µm
Taille max de l'échantillon	35×25 mm
Erreur de précision	±10 %
Dimensions (L×P×H)	290×300×220 mm
Poids net / brut	21 / 27 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le microtome rotatif MT-R210 est un appareil utilitaire typique à mécanisme d'entraînement par treuil et roue à cliquet, adapté à la paraffine.