

Microtome rotatif MT-R210I

Réf. : MT-R210I



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MT-R210I
Plage d'épaisseur de coupe	0–500 μm
Réglage de l'épaisseur de coupe	0–25 μm en coupe continue ; réglable à toute valeur > 25 μm
Plage d'épaisseur de dégrossissage	0–500 μm
Épaisseur minimale de coupe	1 μm
Taille max de l'échantillon	35×25 mm ; 50×60 mm (en option)
Erreur de précision	$\pm 10\%$
Orientation de l'échantillon	Axes X/Y 8°
Avance horizontale totale de l'échantillon	30 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microtome rotatif à boîtier facile à nettoyer. Coupe continue jusqu'à 25 μm , réglable au-delà, orientation des axes X/Y à 8°.