

Microtome rotatif MT-R2205

Réf. : MT-R2205



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MT-R2205
Plage d'épaisseur de coupe	0–60 μm
Réglage de l'épaisseur de coupe	0–2 μm (pas 0,5) ; 2–10 μm (pas 1) ; 10–20 μm (pas 2) ; 20–60 μm (pas 5)
Taille max de l'échantillon (H×L)	55×45 mm
Erreur de précision	±5 %
Avance horizontale totale de l'échantillon	20 mm
Course verticale de l'échantillon	50 mm
Dimensions (L×P×H)	496×390×267 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microtome rotatif à boîtier avec rangement intégré permettant de ranger lames, blocs de paraffine et accessoires.