

Microtome rotatif MT-R2260

Réf. : MT-R2260



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MT-R2260
Plage d'épaisseur de coupe	0–60 µm
Réglage de l'épaisseur de coupe	0,5–2 µm (pas 0,5) ; 2–10 µm (pas 1) ; 10–20 µm (pas 2) ; 20–60 µm (pas 5)
Épaisseur minimale de coupe	0,5 µm
Plage d'épaisseur de dégrossissage	0–60 µm
Réglage du dégrossissage	0,5–2 µm (pas 0,5) ; 2–10 µm (pas 1) ; 10–20 µm (pas 2)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microtome rotatif doté d'un système d'équilibrage précis du volant permettant l'arrêt à n'importe quelle position en toute sécurité.