

Microtome rotatif MT-R2510

Réf. : MT-R2510



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MT-R2510
Type	Entraînement mécanique
Matériau d'enrobage compatible	Paraffine
Plage d'épaisseur de coupe	1–35 µm
Épaisseur minimale de coupe	1 µm
Taille max de l'échantillon	60×40 mm
Erreur de précision	±10 %
Dimensions (L×P×H)	450×320×320 mm
Poids net / brut	19 / 30 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microtome rotatif à entraînement mécanique, adapté à la paraffine. Porte-couteau acier et porte-lame jetable disponibles.