

Sas de transfert (pass-box)

Réf. : ASPB-1 • ASPB-2 • ASPB-3 • PB-1 • PB-2 • PB-3

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Zone de travail	Vitesse d'air	Filtration
ASPB-1 / ASPB-2 / ASPB-3 / PB-1 / PB-2 / PB-3	500×500×500 mm	—	—

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sas de transfert (pass-box) pour le passage de matériel entre zones de propreté différentes sans rupture de confinement. Verrouillage et UV en option.