

Balance analytique à écran tactile (série BAE)

Réf. : BAE124 → BAE523



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	BAE124	BAE224	BAE223	BAE323	BAE523
Partie No.	101101	101102	101103	101104	101105
Partie No.	101106	101107	101108	101109	101110
Modèles	BAE124C	BAE224C	BAE223C	BAE323C	BAE523C
Capacité	120g	220g	220g	320g	520g
Division	0.1mg	0.1mg	1mg	1mg	1mg
Poêle en inox	Dia 90mm	Dia 90mm	Dia 90mm	Dia 90mm	Dia 90mm
Poids	5.5kg 6kg	5.5kg 6kg	5.5kg 6kg	5.5kg 6kg	5.5kg 6kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran tactile

Design professionnel avec écran tactile

Design d'interface protection pour les yeux avec couleur Metro Écran tactile sensible, fonctionne même avec des gants Facile à utiliser avec beaucoup de messages d'indication Fonctions multiples: comptage, pourcentage, densité, etc

Interface RS232 pour la connexion avec un ordinateur ou une imprimante Verres à haute transparence, avec serrure pour le transport Plateau de pesage en inox. avec kit pare-vent

Niveau à bulle en inox. et pieds de réglage Protection spécialement conçue contre les surcharges de capteur

Échange de multi-unités: g/oz/lb/ct/N/ozt Grande capacité jusqu'à 520g Haute précision jusqu'à 0.1mg Calibration interne ou externe Interface de USB en option Optionnel kit de pesage de densité

Accessoires

Imprimante statistique – XT110

Imprimant d'étiquette – T40 Tableau d'équilibre I – 900 x 600mm Tableau d'équilibre II – 1200 x 600mm

Modèles