


Balance de précision (série BTH)

Réf. : Série BTH



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	BTH10	BTH20	BTH30
Partie No.			101165
Capacité			10kg
Division			0.1g
Poêle en inox.			305 x 230mm
Poids		6.0kg	6.0kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier robuste en ABS avec plateau en inox.

7" écran tactile

RS232 | RJ45 | USB interfaces

Batterie rechargeable

100-240V AC/DC adaptateur

Grande capacité jusqu'à 30kg haute

précision de 1/200,000

mg, g, oz, ct exchange d'unités

Fonction des records de pesée

Fonction de poids de contrôle

Pesage de pourcentage

Pesage de densité

Fonction de comptage

Pesage au-dessous

Position de la poignée en bas

Calibrage interne en option

Modèles