

Poids étalons classe E2 en acier inoxydable

Réf. : E2



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ces poids, exceptés en E0, sont conformes en terme de matière (rugosité, magnétisation, ...) de forme et de marquage à la recommandation internationale OIML R111.

Les poids de classe E1 sont destinés à assurer la traçabilité entre les étalons de masses nationaux et les poids de classes inférieures.

Les poids de classe E2 sont destinés à l'étalonnage des poids de classes inférieures et pour une utilisation avec des instruments de pesage de classe I (précision spéciale). Il est fortement conseillé de livrer ces poids avec un certificat d'étalonnage.

Les poids E0, E1 et E2 peuvent être fournis individuellement ou en série (valise plastique habillage mousse ou coffret bois habillage velours)