

Poids étalons OIML de 1 mg à 50 kg — classes F1 et F2

Réf. : F1 / F2



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ces poids sont conformes à la recommandation internationale OIML R111.

Ils sont destinés à l'étalonnage des poids de classes inférieures et pour une utilisation avec des instruments de pesage de classe I (précision spéciale) et de classe II (précision fine). Ils peuvent également être utilisés comme poids de contrôle et sont généralement accompagnés d'un certificat d'étalonnage.

Les poids F1 et F2 peuvent être fournis individuellement ou en série (valise plastique habillage mousse ou coffret bois habillage velours).