

Analyseur de biochimie semi-automatique BA-S100

Réf. : BA-S100



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	BA-S100
Nombre de paramètres	≥70
Longueurs d'onde	450, 492, 510, 546, 578, 630 nm
Cuve à flux	32 µL, verre de quartz
Volume de liquide	200–3000 µL
Résolution	0,001 Abs (affichage) ; 0,0001 Abs (calcul)
Report (carryover)	<1 %
Répétabilité	<1 %
Imprimante	Imprimante thermique interne, papier 58 mm
Affichage	LCD 240×64
Communication	Câble série RS-232

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Analyseur de biochimie semi-automatique prenant en charge au moins 70 paramètres, avec cuve à flux en verre de quartz de 32 µL, afficheur LCD et imprimante thermique intégrée.