

Analyseur de biochimie semi-automatique BA-S100B / BA-S100BI

Réf. : BA-S100B / BA-S100BI



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	BA-S100B	BA-S100BI
Mode de test	Cinétique, end-point, deux points, absorbance	Cinétique, end-point, deux points, absorbance
Longueurs d'onde	7 filtres standard : 340, 405, 492, 510, 546, 578, 630 nm + 1 position libre	7 filtres standard : 340, 405, 492, 510, 546, 578, 630 nm + 1 position libre
Précision en longueur d'onde	±2 nm, largeur ≤10 nm	±2 nm, largeur ≤10 nm
Plage d'absorbance	0–4,500 Abs	0–4,500 Abs
Report (carryover)	<1 %	<1 %
Répétabilité (CV)	<1 %	<1 %
Incubateur	—	37 °C, 30 °C, 25 °C (±0,1 °C)
Volume d'échantillon	0–3000 µL	0–3000 µL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Analyseur de biochimie semi-automatique à modes cinétique, end-point, deux points et absorbance. Roue à 7 filtres standard (340–630 nm) plus une position libre ; version « BI » avec incubateur intégré.