

Microtome semi-automatique MT-S3360

Réf. : MT-S3360



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MT-S3360
Plage d'épaisseur de coupe	0–60 μm
Réglage de l'épaisseur de coupe	0–1 μm (pas 0,25) ; 1–10 μm (pas 1) ; 10–20 μm (pas 2) ; 20–60 μm (pas 5)
Plage d'épaisseur de dégrossissage	1–900 μm
Réglage du dégrossissage	1–10 μm (pas 1) ; 10–20 μm (pas 2) ; 20–100 μm (pas 5) ; 100–900 μm (pas 50)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microtome semi-automatique à système d'entraînement avancé assurant coupe, dégrossissage, avance et recul rapides et rétraction.