

Microtome semi-automatique MT-S5500

Réf. : MT-S5500

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MT-S5500
Plage d'épaisseur de coupe	0,25–100 μm
Réglage de l'épaisseur de coupe	0,25–2,5 μm (pas 0,25) ; 2,5–5 μm (pas 0,5) ; 5–10 μm (pas 1) ; 10–30 μm (pas 2) ; 30–60 μm (pas 5) ; 60–100 μm (pas 10)
Plage d'épaisseur de dégrossissage	1–600 μm
Réglage du dégrossissage	1–10 μm (pas 1) ; 10–20 μm (pas 2)...
Comptage	Affichage du nombre de coupes et de dégrossissages

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microtome semi-automatique affichant clairement le nombre de coupes et de dégrossissages réalisés.