

Microtome semi-automatique MT-S3315

Réf. : MT-S3315



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	MT-S3315
Plage d'épaisseur de coupe	0–100 μm (3–5 μm : meilleur résultat)
Réglage de l'épaisseur de coupe	0–5 μm (pas 0,5) ; 5–10 μm (pas 1) ; 10–20 μm (pas 2) ; 20–60 μm (pas 5) ; 60–100 μm (pas 10)
Plage d'épaisseur de dégrossissage	0–600 μm
Réglage du dégrossissage	0–10 μm (pas 1) ; 10–20 μm (pas 2) ; 20–50 μm (pas 5)...
Entraînement	Moteur pas-à-pas

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microtome semi-automatique à entraînement par moteur pas-à-pas de technologie avancée, offrant une haute précision de coupe.