

Incubateur agité à température constante ICB-20TIS / ICB-30TIS

Réf. : ICB-20TIS / ICB-30TIS

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ICB-20TIS	ICB-30TIS
Convection	Forcée	Forcée
Mode d'agitation	Orbital	Orbital
Diamètre d'orbite	Φ20 mm	Φ20 mm
Plage de fréquence	50–300 rpm	50–250 rpm
Résolution de fréquence	10 rpm	10 rpm
Plage de température	RT+5–60 °C	RT+5–60 °C
Fluctuation	≤±0,5 °C (37 °C)	≤±0,5 °C (37 °C)
Uniformité	≤±0,5 °C (37 °C)	≤±0,5 °C (37 °C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Incubateur agité à température constante et convection forcée, mode d'agitation orbital (orbite Φ20 mm), pour la culture agitée en laboratoire.