

Bain-marie

Réf. : SK-WB12 • SK-WB24 • SK-WB48

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Température	Cuve
SK-WB12	Room temperature -100	250ml 12 or 500ml 8 or 1000ml
SK-WB24	Room temperature -100	250ml 24 or 500ml 15 or 1000ml
SK-WB48	Room temperature -100	250ml 48 or 500ml 30 or 1000ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Notre bain-marie agité thermostaté est un instrument de laboratoire supérieur combinant régulation précise de la température et agitation oscillante. Que ce soit pour la culture cellulaire, la biochimie ou d'autres applications expérimentales, il sera un partenaire indispensable au laboratoire, alliant commodité et efficacité.