

Bain-marie

Réf. : SK-WB28 • SK-WB33 • SK-WB33I

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Température	Cuve
SK-WB28	—	490 400 150
SK-WB33	—	490 400 150
SK-WB33I	—	490 400 150

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ce bain-marie agité thermostaté est conçu pour l'incubation d'échantillons en environnement contrôlé. Des commandes simples permettent de sélectionner et de surveiller numériquement le temps, la température et la vitesse d'oscillation, tandis qu'un système de surveillance continue garantit la précision de chaque paramètre.