

Spectrophotomètre UV-Vis SP-UV5100I (USB & port parallèle)

Réf. : SP-UV5100I

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-UV5100I
Système optique	Simple faisceau, réseau 1200 lignes/mm
Plage de longueurs d'onde	190–1000 nm
Bande passante	2 nm
Précision en longueur d'onde	±1 nm
Répétabilité en longueur d'onde	0,5 nm
Réglage de la longueur d'onde	Automatique
Précision photométrique	±0,5 %T
Répétabilité photométrique	≤0,2 %T
Plage photométrique	-0,3–3 A ; 0–200 %T ; 0–9999 C
Lumière parasite	≤0,05 %T @ 360 nm
Stabilité	±0,001 A/h @ 500 nm
Affichage	LCD 128×64
Détecteur	Photodiode silicium
Sources lumineuses	Lampe tungstène et lampe deutérium

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre UV-Vis simple faisceau à réseau 1200 lignes/mm, 190–1000 nm, avec lampes tungstène et deutérium, réglage automatique de la longueur d'onde et afficheur LCD 128×64.