

Spectrophotomètre UV-Vis SP-UV759 (positionnement automatique des cuves)

Réf. : SP-UV759

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-UV759
Système optique	Simple faisceau
Sources lumineuses	Lampe deutérium Hamamatsu ; lampe halogène-tungstène Osram
Réglage de la longueur d'onde	Automatique
Positionnement des cuves	Positionnement automatique des cuves
Bande passante	2 nm
Plage de longueurs d'onde	190–1100 nm
Précision en longueur d'onde	±0,5 nm
Répétabilité en longueur d'onde	≤0,2 nm
Précision photométrique	±0,3 %T
Répétabilité photométrique	≤0,15 %T
Lumière parasite	≤0,05 %T (220 nm, NaI)
Planéité de la ligne de base	±0,002 A
Stabilité	≤0,0008 A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre UV-Vis entièrement automatique doté d'un positionnement automatique des cuves. Sources lampe deutérium Hamamatsu et lampe halogène-tungstène Osram, réglage automatique de la longueur d'onde.