

Spectrophotomètre UV-Vis simple faisceau SP-UV752P / SP-UVG752 / SP-UV752N

Réf. : SP-UV752P / SP-UVG752 / SP-UV752N

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-UV752P	SP-UVG752	SP-UV752N
Système optique	Simple faisceau, monochromateur C-T (réseau 1200 lignes)	Simple faisceau, monochromateur C-T (réseau 1200 lignes)	Simple faisceau, monochromateur C-T (réseau 1200 lignes)
Réglage de la longueur d'onde	Molette manuelle	Molette manuelle	Molette manuelle
Bande passante	2 nm	4 nm	4 nm
Plage de longueurs d'onde	190–1100 nm	200–1000 nm	195–1020 nm
Plage d'absorbance	-0,3 à 2,999 A	0 à 1,999 A	-3,0 à 3,0 A
Précision en longueur d'onde	±2 nm	±2 nm	±2 nm
Répétabilité en longueur d'onde	≤0,5 nm	≤1 nm	≤1 nm
Lumière parasite	≤0,2 %T	≤0,3 %T	≤0,1 %T
Transmittance	0,0–199,9 %	0,0–100,0 %	0,0–200,0 %
Affichage	LED 4 chiffres	LCD	LED 4 chiffres
Interface	Port série RS232	Port série RS232	Port série RS232

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La série SP-UV752 de spectrophotomètres UV-Vis simple faisceau réunit les meilleures caractéristiques et est largement utilisée en pharmacie, dans le médical et d'autres domaines. Instrument idéal pour les tests de routine.