

Spectrophotomètre visible simple faisceau SP-VG721 / SP-VG722 / SP-VGI721

Réf. : SP-VG721 / SP-VG722 / SP-VGI721

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-VG721	SP-VG722	SP-VGI721
Système optique	Simple faisceau	Simple faisceau	Simple faisceau
Affichage	LCD	LCD	LCD
Réglage de la longueur d'onde	Molette manuelle	Molette manuelle	Molette manuelle
Durée de vie de la lampe	≥1000 h	≥1000 h	≥1000 h
Bande passante	4 nm	4 nm	4 nm
Plage de longueurs d'onde	340–1000 nm	325–1000 nm	340–1000 nm
Plage d'absorbance	0 à 1,999 A ; 0–100,0 %T ; 0–1999 C	0 à 1,999 A ; 0–100,0 %T ; 0–1999 C	0 à 1,999 A ; 0–100,0 %T ; 0–1999 C
Précision en longueur d'onde	±2 nm	±2 nm	±2 nm
Répétabilité en longueur d'onde	≤1 nm	≤1 nm	≤1 nm
Lumière parasite	≤0,5 %T (360 nm NaNO ₂)	≤0,5 %T (360 nm NaNO ₂)	≤0,5 %T (360 nm NaNO ₂)
Précision photométrique	±0,5 %T	±0,5 %T	±0,5 %T
Répétabilité photométrique	≤0,2 %T	≤0,2 %T	≤0,2 %T

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre visible simple faisceau à affichage LCD et réglage manuel de la longueur d'onde par molette, avec une bande passante de 4 nm.