

Sonicateur intégré UCD

Réf. : UCD-I300 • UCD-I600 • UCD-I1200 • UCD-I1800 • UCD-I2200 • UCD-I3000



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Fréquence	19~26KHz
Capacité	0.1~300ml; 0.1~600ml; 0.1~1200ml; 0.1~1800ml; 0.1~2200ml; 0.1~3000ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonicateur (désintégrateur cellulaire à ultrasons) pour la lyse cellulaire, l'extraction et l'homogénéisation d'échantillons.