

Sonicateur modulaire UCD-S (200–3000 ml)

Réf. : UCD-S200 • UCD-S600 • UCD-S800 • UCD-S1200 • UCD-S1500 • UCD-S3000



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Fréquence	19~25KHz; 19~25KHz; 19~25KHz; 19~25KHz; 19~25KHz; 19~25KHz
Capacité	0.1-200ml; 0.1-600ml; 0.1-800ml; 0.1-1200ml; 0.1-1500ml; 0.1-3000ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonicateur (désintegrateur cellulaire à ultrasons) pour la lyse cellulaire, l'extraction et l'homogénéisation d'échantillons.